

CHIC CLARIFLO™ Brassard Horizontal pour Perfusion

Le CHIC a une double ouverture pour poche de perfusion – La poche de perfusion peut être insérée à n'importe laquelle des extrémités du CHIC, puis fixée avec des sangles velcro durables

Le CHIC adhère au patch hydrogel avec la boucle velcro qui peut être placée directement sur le patient

Le CHIC a une poche jumelée pour compresser la poche de perfusion des deux côtés afin d'augmenter l'écoulement des fluides.

Les instructions d'utilisation du CHIC sont imprimées directement sur le brassard pour aider à son bon fonctionnement



Le CHIC a une large pompe manuelle – facile à gonfler – pour pressuriser les poches jumelées

Le CHIC utilise une valve à molette anti fuite et durable pour couper et libérer l'air jumelés

Le CHIC a une jauge à piston facile à lire .

- Plage de pression 0-300mmHg
- Visibilité de la jauge : 360°
- La vanne de décharge empêche le surgonflage

Le CHIC a un tube anti-pincement pour le système de gonflage qui est fixé avec des sangles sur le brassard – ce qui réduit le risque d'emmêlement des lignes intraveineuses.

UNE QUALITE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

- Le brassard CHIC fonctionne dans les positions verticales et horizontales. Le patient peut être allongé, assis ou debout pendant que le CHIC est utilisé.
- Le CHIC ne nécessite pas de potence à intraveineuse pour suspendre – peut être fixé directement au patient ou placé dans une poche de vêtement pour une utilisation sur le terrain dans des situations d'urgence.
- Le CHIC est fabriqué avec du nylon enduit de polyuréthane thermoplastique (TPU durable) afin de faciliter le nettoyage et permettre de multiples utilisations.
- Le CHIC est entièrement soumis à des tests d'étanchéité après fabrication.
- Le CHIC dispose du marquage CE.
- Le CHIC ne contient pas de caoutchouc naturel.

Options de lot

1. CHIC avec patchs – kit de démarrage contenant un CHIC et 5 patchs
2. CHIC uniquement – respectivement
3. Patchs CHIC pour utilisation – hydrogel adhésif – pour une excellente adhérence sur le patient

Clariflo™ CHIC Bleu

Le coloris bleu est destiné à un usage militaire.



RU500CHIC-BLU



CHICPATCH-BLU

N° de pièces	Description
RU500CHIC-BLUPK	Brassard pour Perfusion Clariflo™ CHIC – poche jumelée 500cc – coloris bleu, avec 5 patchs
RU500CHIC-BLU	Brassard pour Perfusion Clariflo™ CHIC – poche jumelée 500cc – coloris bleu, 1/PK
CHICPATCH-BLU	Patch Clariflo™ CHIC –coloris bleu, 5/PK



Equipements des Métiers de la Défense

Clariflo™ CHIC Orange

Le coloris orange est utilisé par le personnel médical d'urgence.



RU500CHIC-OR



CHICPATCH-OR

N° de pièces	Description
RU500CHIC- ORPK	Brassard pour Perfusion Clariflo™ CHIC – poche jumelée 500cc – coloris orange, avec 5 patches
RU500CHIC- OR	Brassard pour Perfusion Clariflo™ CHIC – poche jumelée 500cc – coloris orange, 1/PK
CHICPATCH- OR	Patch Clariflo™ CHIC –coloris orange, 5/PK



Tél. +33 [0]2 97 05 53 74 Fax. +33 [0]2 97 05 53 60 contact@emd-pro.com www.emd-pro.com

11 rue du Commandant Charcot - Parc d'Activités de Kerhoas - 56260 Larmor-Plage - France

SARL - Capital : 108 000 euros - SIRET : 532 054 251 00014 - RCS LORIENT 532 054 251 - Code NAF (APE) : 4669C